



アップデートの方法


- ①  [スタート]メニューから[コンピュータ]を選択してください。



- ② コンピュータを開いた状態で USB メモリーを挿入してください。



- ③ USB メモリーを挿入すると、USB メモリーが表示されます。




- ④ ③の図ではリムーバブル ディスク(H:)となっていますので、「H」となります。
「H」は後で使用しますので、覚えておいてください。


※ ここが IMATION USB(E:)となっている場合は、「E」となります。



- ⑤ 今度は、 [スタート]メニューから[プログラムとファイルの検索]を選択してください。




- ⑥ ここに「 http://haigan-touroku.jp/download/updatemodule_ver_1_1_1.zip 」を入力し、[Enter]キーを押下してください。




- ⑦ 下図のような画面が表示されますので、[保存]の横の▼をクリックし、[名前を付けて保存 (A)]を選択し、任意の場所に保存してください。(ここではデスクトップに保存します。)

※ 下図の例は **Windows Internet Explorer** のダウンロード表示画面です。
お使いのブラウザによっては下図と違う場合があります。




- ⑧ デスクトップに「updatemodule_ver_1_1_1.zip」が表示されますので、ダブルクリックして圧縮フォルダを開き、[ファイルをすべて展開]をクリックしてください。


※ ここでは Zip ファイルの解凍を行います。下図の例では Windows7 標準の解凍ツールを使用していますが、お使いになられている解凍ソフトの場合は下図と違う場合があります。




- ⑨ 圧縮フォルダが開きましたら、[完了時に展開されたファイルを表示する(H)]のチェックをONにし、[展開(E)]を選択してください。



- ⑩ フォルダが開きましたら、「update.bat」をダブルクリックし、実行してください。




- ⑪ コマンドプロンプトが起動されるので、④で取得した USB メモリーのドライブ「H」を入力し、**Enter** キーを押してください。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
'CopyDrive' は、内部コマンドまたは外部コマンド、
操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。
-----
ファイルのアップデートを開始します。
-----
USBメモリーのドライブを入力し、Enterキーを押してください。
USBメモリーのドライブ:H
```

- ⑫ コピーが完了しましたら、何かキーを押して終了してください。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
'CopyDrive' は、内部コマンドまたは外部コマンド、
操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。
-----
ファイルのアップデートを開始します。
-----
USBメモリーのドライブを入力し、Enterキーを押してください。
USBメモリーのドライブ:H
.\usb\module\GeneralLib.dll
.\usb\module\LungCancerCheck.exe.config
.\usb\module\LungCancerCheck.exe.config
.\usb\module\LungCancerRegist.exe
.\usb\module\LungCancerRegist.exe.config
5 個のファイルをコピーしました

ファイルのアップデートが正常に完了しました。
終了するには何かキーを押してください...
```

- ⑬ デスクトップに保存したファイルと展開したファイルは今後使用しないので、
不要な場合は削除してください。



- ⑭ 以上でアップデートが完了です。
引き続き、2012 年肺癌症例登録のご協力宜しくお願い致します。